

lumiraDx™

lumiraDx SARS-CoV-2 & RSV Quality Controls

For use with the LumiraDx Platform
For Professional Use Only
For *In Vitro* Diagnostic Use **IVD**

Product Name	REF
SARS-CoV-2 & RSV Quality Controls 2pk Carton - CE (EN/FR/DE/IT/ES/PT/NO/NL/PL/DA/PF/UK/PT/BR/PL/GR/RU/CZ/RU/UA)	L02108010002
SARS-CoV-2 & RSV Quality Controls 2pk Carton - CE (PT/BR/RSV/CZ/RU/UA)	L02108010002

SPEC-34881 R2	ART-01682 R2	Date of Rev 2022-05
---------------	--------------	---------------------

The LumiraDx SARS-CoV-2 & RSV Quality Controls (hereafter referred to as Quality Controls) are liquid quality control samples used with the LumiraDx Instrument (hereafter referred to as the Instrument) and the LumiraDx SARS-CoV-2 & RSV Test (hereafter referred to as SARS-CoV-2 & RSV Test). Read these instructions thoroughly before using the Quality Controls.

Inspect the Quality Controls packaging and contents for damage before use. Report any damage to LumiraDx Customer Services and do not use the kit if any damage is observed to the contents. To ensure that you are using the Instrument, the SARS-CoV-2 & RSV Test and the Quality Controls correctly, read the appropriate Platform User Manual, SARS-CoV-2 & RSV Test Product Insert and this entire product insert. In addition, please watch the LumiraDx Platform Training video available at lumiraDx.com.

Intended Use: The LumiraDx SARS-CoV-2 & RSV Quality Controls are intended for use by laboratory professionals/technicians/professionals for automated liquid quality control testing performed on the LumiraDx Instrument when used with the LumiraDx SARS-CoV-2 & RSV Test Strip. The Quality Controls provide users with assurance that the device is performing within specification. The LumiraDx SARS-CoV-2 & RSV Quality Control kit should be used whenever local testing guidelines require a QC to be run. The Quality Controls are intended for professional use only.

Summary and Explanation of the Test: The LumiraDx SARS-CoV-2 & RSV Quality Controls are liquid quality controls. The controls are specifically formulated and manufactured to ensure performance of the test and are used to verify the user's ability to properly perform the test and interpret the results.

It is the responsibility of each laboratory or healthcare setting using the LumiraDx SARS-CoV-2 & RSV Test to establish an adequate quality assurance program to ensure the performance of the device under its specific locations and conditions of use. Quality control requirements should be followed in conformance with local regulations or accreditation requirements and the user laboratory's standard quality control procedures.

Warnings and Precautions:

- For *In vitro* diagnostic use.
- This control contains human source material and as with all human based specimens, should be treated as potentially infectious and handled with proper laboratory safety procedures to minimize the risk of transmission of infectious disease.
- All components of this kit can be discarded as biohazardous waste according to the local guidelines.
- Refer to the product safety data sheet for risk and safety phrases and disposal information. The product safety data sheet is available via our website, lumiraDx.com.
- Requirements of the appropriate handling or acclimation body should be incorporated into your quality control program.
- Exercise the normal precautions required for handling all laboratory reagents.

Storage and stability:

- Store controls between 2°C and 8°C (36 - 46°F).
- Unopened controls that are stored between 2°C and 8°C (36 - 46°F) can be used until the expiration date. Do not use kits or components beyond the expiration date given on the label.
- Once opened, the vial has a 30 day expiry.
- Open the Control Vials only when you are performing tests.
- Recap and store the Control Vials in their original container at 2°C and 8°C (36 - 46°F) after use.

Carton Contents:

- 2 x 0.5mL vial SARS-CoV-2 & RSV Positive Control
- 2 x 0.5mL vial SARS-CoV-2 & RSV Negative Control
- 40 Transfer pipettes (20µL)
- LumiraDx SARS-CoV-2 & RSV Quality Control Pack Insert

Materials required but not provided with the Control Carton:

- LumiraDx Instrument
- LumiraDx SARS-CoV-2 & RSV Test Strips
- LumiraDx Connect - if connectivity required (refer to LumiraDx Connect User Manual)

Getting ready to test: You will need the LumiraDx Instrument and the following supplies:

- LumiraDx SARS-CoV-2 & RSV Test Strip(s)
- LumiraDx SARS-CoV-2 & RSV Positive or Negative Quality Controls
- Transfer pipette

Handling the LumiraDx SARS-CoV-2 & RSV Test Strips: To ensure that you are using the SARS-CoV-2 & RSV Test and the Instrument correctly, read the appropriate SARS-CoV-2 & RSV Test Strip Product Insert and Platform User Manual.

Preparing the Quality Controls: The liquid controls are supplied ready to use.

Handing the LumiraDx SARS-CoV-2 & RSV Test Strips: To ensure that you are using the SARS-CoV-2 & RSV Test and the Instrument correctly, read the appropriate SARS-CoV-2 & RSV Test Strip Product Insert and Platform User Manual.

Preparation of the Quality Controls: The liquid controls are supplied ready to use.

Handing the LumiraDx SARS-CoV-2 & RSV Test Strips: To ensure that you are using the SARS-CoV-2 & RSV Test and the Instrument correctly, read the appropriate SARS-CoV-2 & RSV Test Strip Product Insert and Platform User Manual.

Preparation of the Quality Controls: The liquid controls are supplied ready to use.

Handing the LumiraDx SARS-CoV-2 & RSV Test Strips: To ensure that you are using the SARS-CoV-2 & RSV Test and the Instrument correctly, read the appropriate SARS-CoV-2 & RSV Test Strip Product Insert and Platform User Manual.

LumiraDx customer services: For product inquiries please contact LumiraDx Customer Services by email: customerservices@lumiraDx.com Any adverse results experienced with the use of this product, and/or quality problems should also be reported to LumiraDx Customer Services by email: customerservices@lumiraDx.com or at lumiraDx.com

For return policy: If there is a problem with the LumiraDx SARS-CoV-2 & RSV Quality Controls Pack you may be asked to return them. Before returning kits, please obtain a return authorization number from LumiraDx Customer Services. The return authorization number must be on the shipping carton for return. For ordinary returns following purchase, please contact LumiraDx Customer Services for terms and conditions.

Procedure/Performing a Test: Consult the LumiraDx Platform User Manual for instructions on how to analyse a Quality Control sample. Open the foil pouch of the SARS-CoV-2 & RSV Test Strip just before use and insert the Test Strip into the LumiraDx Instrument. Hold the Test Strip by gripping the blue label end with the label facing upward. Do not touch Test Strip Sample Application Area. Do not bend or fold the Test Strip. Do not touch Test Strip contacts. The Instrument will indicate when ready for the sample to be applied.

1. Draw up the Quality Control solution into the Transfer pipette. Squeeze the bulb, drawing up QC material to where the tip of the pipette tapers as indicated by the arrow on the diagram. Take care to fill only the tip of the pipette to collect approximately 20µL of QC material.

2. Apply the Quality Control solution to the already inserted SARS-CoV-2 & RSV Test Strip. Hold the pipette over the Sample Application Area of the Test Strip and dispense the Quality Control solution. The LumiraDx Instrument will indicate sample is detected with an audible alert (if the Instrument sounds are enabled). The screen of the LumiraDx Instrument will request the user to close the door. Dispose of the pipette.

3. Do not open the door while the test is in progress. The touch-screen will indicate test progress.

4. The Result will appear on the touchscreen within 12 minutes of applying the Quality Control solution and starting the test. The results will be displayed as a **PASS** or **FAIL** QC result for SARS-CoV-2 & RSV on the instrument screen.

NOTE: If you need to repeat a test, use a new Test Strip.

Expected results: The Instrument displays the result as Pass or Fail. The result is automatically saved in the memory of the Instrument. The system is working properly, and all handling has been completed correctly when the test results obtained are displayed as PASS.

Symbol glossary:

Symbol **Meaning**

IVD In Vitro Diagnostic Medical Device

REF Catalogue Number

LOT Batch code/lot Number

UK CA UK conformity assessed under the Medical Devices Regulations 2002 (SI 2002 No 618, as amended) (UK MDR 2002)

CE "CE Mark": This product fulfils the requirements of the European Directive 98/79/EC on *in vitro* diagnostic medical devices.

UDI Indicates a carrier that contains unique device identifier information

CONTROL Indicates a control material that is intended to verify the performance characteristics of the LumiraDx Instrument. An indication of the level of control is shown in the box, e.g. 1 or 2.

CONTROL- Indicates a negative control

CONTROL+ Indicates a positive control

BIO Indicates that there are potential biological risks associated with the medical device

EC REP Indicates the authorized representative in the European Community/ European Union

Limited warranty: LumiraDx SARS-CoV-2 & RSV Quality Controls Pack - As per shell file.

For the applicable warranty period, LumiraDx warrants that each product shall be (i) of good quality and free of material defects, (ii) function in accordance with the material specifications referenced in the pack insert and (iii) approved by the proper governmental agencies required for the sale of products for their intended use (the "limited warranty"). If the product fails to meet the requirements of the limited warranty, then on the customer's sole remedy, LumiraDx shall either repair or replace, at LumiraDx's discretion, the LumiraDx SARS-CoV-2 & RSV Quality Controls Pack. Except for the limited warranty stated in this section, LumiraDx disclaims any and all warranties, express or implied, including but not limited to, any warranty of merchantability, fitness for a particular purpose and non-fringement regarding the product. LumiraDx's maximum liability with any customer claim shall not exceed the net product price paid by the customer. Neither party shall be liable to the other party for special, incidental or consequential damages, including without limitation, loss of business, profits, data or revenue, even if a party receives notice in advance that these kinds of damages might result.

The Limited Warranty above shall not apply if the customer has subjected the LumiraDx SARS-CoV-2 & RSV Test Strip and Controls Pack to physical abuse, misuse, abnormal use, use inconsistent with the LumiraDx Platform User Manual, SARS-CoV-2 & RSV Test Product Insert or SARS-CoV-2 & RSV Quality Controls Pack insert, fraud, tampering, unusual physical stress, negligence or accidents. Any warranty claim by Customer pursuant to the Limited Warranty shall be made in writing within the applicable Limited Warranty period.

Intellectual property: The LumiraDx Instrument, Test Strips and all provided LumiraDx documentation ("Products") are protected by law. The Intellectual Property of the LumiraDx Products remains at LumiraDx. Details of relevant Intellectual Property regarding our products can be found at lumiraDx.com/IP.

Legal notices: Copyright © 2022 LumiraDx UK and affiliates. All rights reserved. LumiraDx and Flame logo are protected trademarks of LumiraDx International Ltd. Full details of these and other registrations of LumiraDx can be found at lumiraDx.com/IP. All other trademarks are the property of their respective owners.

SPEC-34881 R2 **ART-01682 R2** **Date of Rev 2022-05**

CE CE mark applies to LumiraDx Instrument, Test Strips, Quality Controls, swabs and Connect Hub only.

EC REP LumiraDx AB, Västra Vågen SA, 16961 Soana, Sweden

SPEC-34881 R2 **ART-01682 R2** **Date of Rev 2022-05**

UK CA UK conformity assessed under the Medical Devices Regulations 2002 (SI 2002 No 618, as amended) (UK MDR 2002)

CE "CE Mark": This product fulfils the requirements of the European Directive 98/79/EC on *in vitro* diagnostic medical devices.

UDI Indicates a carrier that contains unique device identifier information

CONTROL Indicates a control material that is intended to verify the performance characteristics of the LumiraDx Instrument. An indication of the level of control is shown in the box, e.g. 1 or 2.

CONTROL- Indicates a negative control

CONTROL+ Indicates a positive control

BIO Indicates that there are potential biological risks associated with the medical device

EC REP Indicates the authorized representative in the European Community/ European Union

FRANÇAIS

lumiraDx™

Contrôles qualité LumiraDx SARS-CoV-2 & RSV

À utiliser avec la Platform LumiraDx
Réservé à un usage professionnel!
Pour un usage diagnostic *in vitro* **IVD**

Nom du produit	REF
Contrôles qualité SARS-CoV-2 & RSV carton de 40 paires - CE (EN/FR/DE/IT/ES/PT/NO/NL/PL/DA/PF/BR/PL/GR/RU/CZ/RU/UA)	L02108010002
Contrôles qualité SARS-CoV-2 & RSV carton de 2 paires - CE (PT/BR/RSV/CZ/RU/UA)	L02108010002

SPEC-34881 R2	ART-01682 R2	Date de révision 05-2022
---------------	--------------	--------------------------

Les Contrôles qualité SARS-CoV-2 & RSV LumiraDx (ci-après dénommés « Contrôles qualité ») sont des contrôles qualité liquides à utiliser avec l'Instrument LumiraDx (ci-après dénommé « Instrument ») et avec le test LumiraDx SARS-CoV-2 & RSV (ci-après dénommé « test SARS-CoV-2 & RSV »).

Avant utilisation, inspecter l'emballage des Contrôles qualité et le contenu pour s'assurer qu'ils ne sont pas endommagés. Signaler tout dommage ou service clientèle de LumiraDx et ne pas utiliser le kit si le contenu est visiblement endommagé.

Assurez l'utilisation correcte de l'Instrument, du test SARS-CoV-2 & RSV et des Contrôles qualité. Lisez le manuel d'utilisation de la Platform, la notice du test SARS-CoV-2 & RSV et l'embalage de la présente notice. Regardez également la vidéo de formation sur la Platform LumiraDx, disponible sur lumiraDx.com.

Usage prévu: Les Contrôles qualité LumiraDx SARS-CoV-2 & RSV sont destinés à être utilisés par des professionnels de laboratoire (ou par les tests de contrôles qualité liquides automatisés effectués à l'aide de l'Instrument LumiraDx lors de l'emploi avec la Carte Microfluidique LumiraDx SARS-CoV-2 & RSV. Les Contrôles qualité permettent aux utilisateurs de confirmer que le dispositif fonctionne conformément aux spécifications.

Le kit de Contrôle qualité LumiraDx SARS-CoV-2 & RSV doit être utilisé lorsque les directives locales en matière d'analyses exigent l'exécution d'un CQ.

Résumé et explication du test : Les Contrôles qualité LumiraDx SARS-CoV-2 & RSV sont des contrôles qualité liquides. Les contrôles sont spécifiquement formulés et fabriqués pour garantir les performances du test et sont utilisés pour vérifier la capacité de l'utilisateur à effectuer correctement le test et à interpréter correctement les résultats.

Avertissements et mises en garde :

- Pour un usage diagnostic *in vitro*.
- Ce contrôle contient des substances d'origine humaine et, comme tous les échantillons d'origine humaine, il doit être traité comme étant potentiellement contagieux et manipulé en observant les procédures de sécurité de laboratoire appropriées afin de limiter le risque de transmission de maladies contagieuses.
- Tous les composants de ce kit peuvent être éliminés avec les déchets présentant un risque biologique conformément aux directives locales.
- Se résumer à la fiche de données de sécurité du produit pour les informations concernant les risques et les mesures de sécurité, ainsi que l'élimination. La fiche de données de sécurité du produit est disponible sur notre site Web lumiraDx.com.
- Les exigences de l'organisme octroyant les autorisations ou de l'organisme d'accréditation appropriées doivent être intégrées dans le programme de contrôle qualité.
- Prendre les précautions usuelles nécessaires pour la manipulation de tous les réactifs de laboratoire.

Stockage et stabilité :

- Stockez les Contrôles à une température comprise entre 2 °C - 8 °C (36 °F - 46 °F).
- Les Contrôles non ouverts conservés à une température comprise entre 2 °C - 8 °C (36 - 46 °F) peuvent être utilisés jusqu'à la date de péremption. Ne pas utiliser les kits ou les composants au-delà de la date de péremption figurant sur l'emballage.
- Après ouverture, le flacon peut être utilisé pendant 30 jours.
- Ouvrir les flacons de contrôle uniquement au moment d'effectuer des tests.
- Après utilisation, refermer et conserver les flacons de Contrôle dans leur récipient d'origine à une température comprise entre 2 °C - 8 °C (36 °F - 46 °F).

Contenu de la boîte :

- 2 Flacons de 0,5 ml de Contrôle positif SARS-CoV-2 & RSV
- 2 Flacons de 0,5 ml de Contrôle négatif SARS-CoV-2 & RSV
- 40 Pipettes de transfert (20 µL)

Matériel requis mais non fourni dans la boîte des Contrôles :

- Instrument LumiraDx
- Cartes Microfluidiques LumiraDx SARS-CoV-2 & RSV
- LumiraDx Connect - si la connectivité est requise (consultez le manuel d'utilisation LumiraDx Connect)

Préparation pour le test : L'Instrument LumiraDx et les fournitures suivantes sont nécessaires:

- Carte(s) Microfluidique(s) LumiraDx SARS-CoV-2 & RSV
- Contrôles qualité positif ou négatif LumiraDx SARS-CoV-2 & RSV
- Pipette de transfert

Préparation des Contrôles qualité : Les contrôles liquides sont fournis prêts à l'emploi.

Manipulation des Cartes Microfluidiques LumiraDx SARS-CoV-2 & RSV : Pour assurer l'utilisation correcte du test SARS-CoV-2 & RSV et de l'Instrument, lisez la notice relative aux Cartes Microfluidiques SARS-CoV-2 & RSV et le manuel d'utilisation de la Platform.

Service client LumiraDx : Pour toute question concernant le produit, contactez le service client LumiraDx par courrier électronique: customerservices@lumiraDx.com Tout résultat défectueux lié à l'utilisation de ce produit ou/ou problème de qualité doit également être signalé au service client LumiraDx par courrier électronique à l'adresse customerservices@lumiraDx.com ou sur le site lumiraDx.com.

Politique de retour: En cas de problème avec les Contrôles qualité SARS-CoV-2 & RSV LumiraDx, il est possible que nous vous demandions de les retourner. Avant tout retour de produit, obtenir un numéro d'autorisation de retour auprès du service client LumiraDx. Ce numéro d'autorisation de retour doit être indiqué sur le carton d'expédition des produits retournés. Pour les retours ordinaires après l'achat, contactez le service client LumiraDx afin d'obtenir les termes et conditions.

Garantie limitée

Boîte de Contrôles qualité LumiraDx SARS-CoV-2 & RSV - Conformément à la durée de conservation. Pour la période de garantie applicable, LumiraDx garantit que chaque produit (i) est de bonne qualité et exempt de défauts matériels, (ii) fonctionne conformément aux spécifications matérielles mentionnées dans la notice, et (iii) est approuvé par les agences gouvernementales compétentes en matière conformément aux exigences pour la vente de produits à leurs fins prévues (« garantie limitée »). Si le produit ne satisfait pas aux exigences de la garantie limitée, LumiraDx se réserve le droit de réparer ou de remplacer, à sa discrétion, le pack de Contrôles qualité LumiraDx SARS-CoV-2 & RSV. À l'exception de la garantie limitée mentionnée dans cette section, LumiraDx décline toute garantie, expresse ou implicite, incluant de manière non exhaustive toute garantie de qualité marchande, d'adéquation avec un usage particulier et d'absence de contrefaçon concernant le produit.

La responsabilité maximale de LumiraDx à l'égard de toute réclamation d'un client ne peut pas dépasser le prix net du produit payé par le client. Aucune des parties n'est responsable envers l'autre des dommages spéciaux, accessoires ou consécutifs, incluant de manière non exhaustive le perte de profits, de données, de données ou de revenus, même si une partie est avisée à l'avance que ces genres de dommages pourraient en résulter.

La garantie limitée ci-dessus ne s'applique pas si le client a soumis les Cartes Microfluidiques et les Contrôles LumiraDx SARS-CoV-2 & RSV à un préjudice matériel, une mauvaise utilisation, une utilisation anormale, une utilisation non conforme au manuel d'utilisation de la Platform LumiraDx, à la notice du test SARS-CoV-2 & RSV ou à la notice des Contrôles qualité SARS-CoV-2 & RSV, ou si le fait objet de fraude, d'obstruction, de contrefaçon intellectuelle, de négligence ou d'un autre acte de violation de garantie par le client en vertu de la garantie limitée doit être adressée par écrit pendant la période de garantie limitée applicable.

Propriété intellectuelle : L'Instrument LumiraDx, les Cartes Microfluidiques ainsi que toute la documentation fournie par LumiraDx (des « Produits ») sont protégés par la loi. La propriété intellectuelle des produits LumiraDx reste chez LumiraDx. Des renseignements sur la propriété intellectuelle concernant nos produits se trouvent sur le site lumiraDx.com/IP.

Mentions légales : Copyright © 2022 LumiraDx UK et sociétés affiliées. Tous droits réservés. LumiraDx et son logo en forme de flamme sont des marques de commerce protégées de LumiraDx International Ltd. Tous les détails sur ces marques de LumiraDx et de ses engagements se trouvent sur le site lumiraDx.com/IP. Tous les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Informations sur le fabricant : Le marquage CE s'applique uniquement à l'Instrument LumiraDx, aux Cartes Microfluidiques, aux Contrôles qualité, aux écouvillons et au Connect Hub.

CE LumiraDx UK Ltd, Durney Business Park, Alcoa, FK10 2PR, Royaume-Uni. Numéro d'enregistrement : 09260123

EC REP LumiraDx AB, Västra Vågen SA, 16961 Soana, Suède

SPEC-34881 R2 **ART-01682 R2** **Date de révision 05-2022**

CE CE mark applies to LumiraDx Instrument, Test Strips, Quality Controls, swabs and Connect Hub only.

EC REP LumiraDx AB, Västra Vågen SA, 16961 Soana, Sweden

SPEC-34881 R2 **ART-01682 R2** **Date de révision 05-2022**

UK CA UK conformity assessed under the Medical Devices Regulations 2002 (SI 2002 No 618, as amended) (UK MDR 2002)

CE "CE Mark": This product fulfils the requirements of the European Directive 98/79/EC relative aux dispositifs médicaux de diagnostic *in vitro*.

UDI Désigne un support qui contient l'identifiant unique du dispositif

CONTROL Indique un matériel de contrôle prévu pour la vérification des caractéristiques de performance de l'Instrument LumiraDx. Le niveau du contrôle est indiqué dans la case, p. ex., 1 ou 2

CONTROL- Indique un contrôle négatif

CONTROL+ Indique un contrôle positif

BIO Indique que le dispositif médical est associé à des risques biologiques potentiels

EC REP Désigne le représentant autorisé dans la Communauté européenne/ l'Union européenne

Garantie limitée

Boîte de Contrôles qualité LumiraDx SARS-CoV-2 & RSV - Conformément à la durée de conservation. Pour la période de garantie applicable, LumiraDx garantit que chaque produit (i) est de bonne qualité et exempt de défauts matériels, (ii) fonctionne conformément aux spécifications matérielles mentionnées dans la notice, et (iii) est approuvé par les agences gouvernementales compétentes en matière conformément aux exigences pour la vente de produits à leurs fins prévues (« garantie limitée »). Si le produit ne satisfait pas aux exigences de la garantie limitée, LumiraDx se réserve le droit de réparer ou de remplacer, à sa discrétion, le pack de Contrôles qualité LumiraDx SARS-CoV-2 & RSV. À l'exception de la garantie limitée mentionnée dans cette section, LumiraDx décline toute garantie, expresse ou implicite, incluant de manière non exhaustive toute garantie de qualité marchande, d'adéquation avec un usage particulier et d'absence de contrefaçon concernant le produit.

La responsabilité maximale de LumiraDx à l'égard de toute réclamation d'un client ne peut pas dépasser le prix net du produit payé par le client. Aucune des parties n'est responsable envers l'autre des dommages spéciaux, accessoires ou consécutifs, incluant de manière non exhaustive le perte de profits, de données, de données ou de revenus, même si une partie est avisée à l'avance que ces genres de dommages pourraient en résulter.

La garantie limitée ci-dessus ne s'applique pas si le client a soumis les Cartes Microfluidiques et les Contrôles LumiraDx SARS-CoV-2 & RSV à un préjudice matériel, une mauvaise utilisation, une utilisation anormale, une utilisation non conforme au manuel d'utilisation de la Platform LumiraDx, à la notice du test SARS-CoV-2 & RSV ou à la notice des Contrôles qualité SARS-CoV-2 & RSV, ou si le fait objet de fraude, d'obstruction, de contrefaçon intellectuelle, de négligence ou d'un autre acte de violation de garantie par le client en vertu de la garantie limitée doit être adressée par écrit pendant la période de garantie limitée applicable.

Propriété intellectuelle : L'Instrument LumiraDx, les Cartes Microfluidiques ainsi que toute la documentation fournie par LumiraDx (des « Produits ») sont protégés par la loi. La propriété intellectuelle des produits LumiraDx reste chez LumiraDx. Des renseignements sur la propriété intellectuelle concernant nos produits se trouvent sur le site lumiraDx.com/IP.

Mentions légales : Copyright © 2022 LumiraDx UK et sociétés affiliées. Tous droits réservés. LumiraDx et son logo en forme de flamme sont des marques de commerce protégées de LumiraDx International Ltd. Tous les détails sur ces marques de LumiraDx et de ses engagements se trouvent sur le site lumiraDx.com/IP. Tous les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Informations sur le fabricant : Le marquage CE s'applique uniquement à l'Instrument LumiraDx, aux Cartes Microfluidiques, aux Contrôles qualité, aux écouvillons et au Connect Hub.

CE LumiraDx UK Ltd, Durney Business Park, Alcoa, FK10 2PR, Royaume-Uni. Numéro d'enregistrement : 09260123

EC REP LumiraDx AB, Västra Vågen SA, 16961 Soana, Suède

SPEC-34881 R2 **ART-01682 R2** **Date de révision 05-2022**

CE CE mark applies to LumiraDx Instrument, Test Strips, Quality Controls, swabs and Connect Hub only.

EC REP LumiraDx AB, Västra Vågen SA, 16961 Soana, Sweden

SPEC-34881 R2 **ART-01682 R2** **Date de révision 05-2022**

UK CA UK conformity assessed under the Medical Devices Regulations 2002 (SI 2002 No 618, as amended) (UK MDR 2002)

CE "CE Mark": This product fulfils the requirements of the European Directive 98/79/EC relative aux dispositifs médicaux de diagnostic *in vitro*.

UDI Désigne un support qui contient l'identifiant unique du dispositif

CONTROL Indique un matériel de contrôle prévu pour la vérification des caractéristiques de performance de l'Instrument LumiraDx. Le niveau du contrôle est indiqué dans la case, p. ex., 1 ou 2

CONTROL- Indique un contrôle négatif

CONTROL+ Indique un contrôle positif

BIO Indique que le dispositif médical est associé à des risques biologiques potentiels

EC REP Désigne le représentant autorisé dans la Communauté européenne/ l'Union européenne

DEUTSCH

lumiraDx™

LumiraDx SARS-CoV-2 & RSV Qualitätskontrollen

Zur Verwendung mit der LumiraDx Platform
Nur zur Verwendung durch medizinisches Fachpersonal
In-Vitro-Diagnostikum **IVD**

Produktname	REF
SARS-CoV-2 & RSV Qualitätskontrollen 2er-Packung - CE (EN/FR/DE/IT/ES/PT/NO/NL/PL/DA/PF/BR/PL/GR/RU/CZ/RU/UA)	L02108010002
SARS-CoV-2 & RSV Qualitätskontrollen 2er-Packung - CE (PT/BR/RSV/CZ/RU/UA)	L02108010002

SPEC-34881 R2	ART-01682 R2	Revisionsdatum 2022-05
---------------	--------------	------------------------

Die LumiraDx SARS-CoV-2 & RSV Qualitätskontrollen (im Weiteren „die Qualitätskontrollen“) sind Flüssig-Qualitätskontrollen zur Verwendung mit dem LumiraDx Instrument (im Weiteren „das Instrument“) und dem LumiraDx SARS-CoV-2 & RSV Test (im Weiteren „der SARS-CoV-2 & RSV Test“).

Diese Anweisungen zur Verwendung der Qualitätskontrollen vollständig durchlesen, Verpackung und Inhalt der Qualitätskontrollen vor der Verwendung auf Schäden untersuchen. Eventuelle Schäden dem Kundenportal von LumiraDx melden und das Kit nicht verwenden, falls Schäden festgelegt ist am Inhalt festgelegt sind.

Um die komplette Verwendung von Instrument, SARS-CoV-2 & RSV Test und Qualitätskontrollen zu gewährleisten, das entsprechende Platform-Benutzerhandbuch, die Gebrauchsanweisung zum SARS-CoV-2 & RSV Test sowie die gesamte vorliegende Gebrauchsanweisung durchlesen. Zusätzlich bitte auch das Schulungsvideo zur LumiraDx Platform ansehen, das auf lumiraDx.com zur Verfügung steht.

Procedura/esecuzione di un test

Consultare il Manuale d'uso della LumiraDx Platform per istruzioni su come analizzare un campione di Controllo Qualità. Aprire la busta in alluminio della Strisce Reattive SARS-CoV-2 & RSV immediatamente prima dell'uso e inserire la Striscia nel LumiraDx Instrument. Tenere la Striscia Reattiva orientando l'estremità dell'etichetta blu, con l'etichetta rivolta verso l'alto. Non toccare l'area di applicazione del campione sulla Striscia Reattiva. Non pregoare la Striscia Reattiva. Non toccare i contatti della Striscia Reattiva. L'Instrument indicherà quando è pronto per l'applicazione di estrazione.

Controlli Qualità LumiraDx SARS-CoV-2 & RSV

Per l'uso con LumiraDx Platform Solo per uso professionale Per uso diagnostico in vitro **IVD**

Nome del prodotto	REF
Confezione doppia Controlli Qualità SARS-CoV-2 & RSV - CE (EN/FR/DE/IT/ES/NO/NL/PL/PT/DA/PT/PE/PT/BR/PL/GR/RU/CZ/RO/HU)	L0210801002
Confezione doppia Controlli Qualità SARS-CoV-2 & RSV - CE (PT/FR/DE/RU/KZ/SU/UA)	L021080100202

SPEC-34881 R2 ARF01682 R2 **Data di revisione 2022-05**

I Controlli Qualità LumiraDx SARS-CoV-2 & RSV (si seguono indicati come "Controlli Qualità") sono QC liquido da utilizzare con il LumiraDx Instrument (si seguono indicato come "Instrument") e i Test LumiraDx SARS-CoV-2 & RSV (si seguono indicato come "test SARS-CoV-2 & RSV"). Leggere accuratamente le presenti istruzioni prima di utilizzare i Controlli Qualità.

Prima dell'uso, esaminare la confezione e il contenuto dei Controlli Qualità per escludere la presenza di danni. Segnalare qualsiasi eventuale danno all'assistenza clienti LumiraDx e non usare il kit qualora si trovi un qualsiasi danno di contenuto.

Per essere certi di utilizzare correttamente l'Instrument, il Test SARS-CoV-2 & RSV e i Controlli Qualità, leggere il Manuale d'uso dello Platform corrispondente. Il foglio illustrativo dei Test SARS-CoV-2 & RSV e il presente foglio illustrativo per inseta, inoltre, guardarsi i video di formazione per LumiraDx Platform disponibile su lumiraDx.com.

I Controlli Qualità LumiraDx SARS-CoV-2 & RSV sono previsti per l'uso da parte di operatori di laboratorio/operatori sanitari per Test di Controllo Qualità liquidi automatizzati eseguiti sul LumiraDx Instrument quando viene utilizzato con la Striscia Reattiva LumiraDx SARS-CoV-2 & RSV. I Controlli Qualità offrono agli utilizzatori la certezza che le prestazioni del dispositivo rientrano nelle specifiche. Il kit di Controllo Qualità LumiraDx SARS-CoV-2 & RSV deve essere usato originariamente le linee guida locali per i Test richiedenti l'esecuzione di un QC.

I Controlli Qualità sono destinati esclusivamente ad uso professionale.
Sintesi e spiegazione dei test

I Controlli Qualità LumiraDx SARS-CoV-2 & RSV sono Controlli Qualità liquidi. I controlli sono appositamente formulati a realizzare per garantire le prestazioni dei test e sono usati per verificare la capacità dell'utilizzatore di eseguire correttamente i Test e interpretare i risultati.

È responsabilità di ogni laboratorio o ambiente sanitario che utilizza i Test LumiraDx SARS-CoV-2 & RSV stabilire un adeguato programma di certificazione di qualità per garantire le prestazioni del dispositivo nelle sedi e condizioni di utilizzo specifiche. I requisiti del Controllo Qualità devono essere eseguiti in conformità alle normative o ai requisiti di accreditamento locali e alle procedure di controllo qualità stabilite dal laboratorio o all'azienda.

Avvertenze e precauzioni

- Per uso diagnostico in vitro.
- Questo controllo contiene materiale di provenienza umana e, come tutti i campioni di origine umana, deve essere trattato come potenzialmente infettivo e con le opportune procedure di sicurezza del laboratorio, al fine di ridurre al minimo il rischio di trasmissione di malattie infettive.
- Tutti i componenti di questo kit possono essere smaltiti come rifiuti a rischio biologico nel rispetto delle linee guida locali.
- Consultare la scheda dati di sicurezza del prodotto per le frasi di rischio e di sicurezza e le informazioni per lo smaltimento. Lo scheda dati di sicurezza del prodotto è disponibile sul nostro sito web lumiraDx.com.
- Nel programma di controllo qualità del centro è necessario integrare i requisiti dell'organismo di accreditamento o abilitazione competente.
- Adottare le normali precauzioni richieste per la manipolazione di tutti i reagenti di laboratorio.

- Conservazione e stabilità**
- Conservare i controlli tra 2 °C e 8 °C (36 -46 °F).
- I controlli non aperti conservati tra 2 °C e 8 °C (36 -46 °F) possono essere usati fino alla data di scadenza. Non utilizzare i kit o i componenti oltre la data di scadenza indicata sull'etichetta.
- Una volta aperta, la fiala ha una scadenza di 30 giorni.
- Aprire la fiala di controllo solo durante l'esecuzione dei test.
- Dopo l'uso, chiudere nuovamente con il tappo e conservare le fiale di controllo nel contenitore originale a una temperatura compresa tra 2 °C e 8 °C (36 -46 °F).

- Contenuto della scatola**
- Controlli positivi SARS-CoV-2 & RSV - 2 fiale da 0,5 ml
- Controlli negativi SARS-CoV-2 & RSV - 2 fiale da 0,5 ml
- 40 pipette di trasferimento (20 µl)
- Foglioletto illustrativo del Controllo Qualità LumiraDx SARS-CoV-2 & RSV

- Materiale necessario ma non fornito nella scatola dei controlli**
- LumiraDx Instrument
- Strisce Reattive LumiraDx SARS-CoV-2 & RSV
- LumiraDx Connect - se è richiesto la connettività (consultare il Manuale d'uso di LumiraDx Connect)

- Preparazione dei test**
- Saranno necessari il LumiraDx Instrument e il seguente materiale:
- Strisce Reattive LumiraDx SARS-CoV-2 & RSV
- Controlli Qualità positivi o negativi LumiraDx SARS-CoV-2 & RSV
- Pipetta di trasferimento

- Preparazione dei Controlli Qualità**
- I controlli liquidi sono forniti pronti all'uso.

- Manipolazione delle Strisce Reattive LumiraDx SARS-CoV-2 & RSV**
- Per essere certi di utilizzare correttamente i Test SARS-CoV-2 & RSV e l'Instrument, leggere il foglioletto illustrativo della Striscia Reattiva SARS-CoV-2 & RSV utilizzata e il Manuale d'uso dello Platform.

- Per essere certi di utilizzare correttamente i Test SARS-CoV-2 & RSV e i Controlli Qualità, leggere il foglioletto illustrativo della Striscia Reattiva SARS-CoV-2 & RSV utilizzata e il Manuale d'uso dello Platform.

Simbolo	Significato
	Limite di temperatura
	Fabbricante
IVD	Dispositivo medico diagnostico in vitro
REF	Codice prodotto
LOT	Codice/Numero lotto
	Data "Usare entro" - Indica la data dopo la quale l'IVD/materiale di Controllo Qualità non opererà non più essere utilizzato.
	Consultare le istruzioni per l'uso
	Conformità del Regno Unito valutata ai sensi dei Medical Devices Regulations 2002 (31 2002 n. 618 e successive modifiche) (UK MDR 2002)
	Indica l'ente che importa il dispositivo medico nella struttura
CE	*Marchio CE: Questo prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva europea 98/79/CE sui dispositivi medici-diagnostici in vitro.
UDI	Indica un contenitore con le informazioni sull'identificatore univoco del dispositivo.
CONTROL	Indica un materiale di controllo previsto per verificare le caratteristiche prestazionali del LumiraDx Instrument e l'indicazione del livello del controllo e riportato sulla scatola, 1 o 2
CONTROL-	Indica un controllo negativo
CONTROL+	Indica un controllo positivo
	Indica la presenza di possibili rischi biologici associati al dispositivo medico
EC REP	Indica il Mandatario nella Comunità europea/nell'Unione europea

Assistenza clienti LumiraDx
Per domande relative al prodotto, contattare l'assistenza clienti LumiraDx all'indirizzo e-mail customerservice@lumiraDx.com.

Qualsiasi evento avverso o/o problema di qualità verificatisi durante l'uso di questo prodotto dovranno essere anche segnalati al servizio assistenza clienti LumiraDx tramite posta elettronica all'indirizzo customerservice@lumiraDx.com o sul sito lumiraDx.com

Politica dei resi
In caso di problemi con la confezione di **Controlli Qualità LumiraDx SARS-CoV-2 & RSV**, è possibile richiedere la restituzione. Prima di restituire il test è necessario ottenere dall'assistenza clienti LumiraDx un numero di autorizzazione al reso. Questo numero dovrà essere riportato sulla scatola di spedizione per la restituzione. Per le restituzioni ordinarie in seguito all'acquisto, contattare l'assistenza clienti LumiraDx per informazioni sui termini e le condizioni.

Garanzia limitata

Confezione di Controlli Qualità LumiraDx SARS-CoV-2 & RSV - in base alla durata di conservazione.

Per il periodo di validità della garanzia, LumiraDx garantisce che tutti i prodotti saranno (i) di buona qualità ed esseri adatti all'uso previsto, (ii) funzionanti in conformità con le specifiche dei materiali riportate nel foglioletto illustrativo del pack e (iii) appropriati per l'uso previsto dalle agenzie statali competenti per la vendita dei prodotti (o "agenzia limitata"). Qualora il prodotto non soddisfacesse i requisiti della garanzia limitata, come unica rimedio a favore del cliente, LumiraDx risponderà o sostituirà, a propria discrezione, la confezione di Controlli Qualità LumiraDx SARS-CoV-2 & RSV. Forte eccezione per la garanzia limitata riportata in questa sezione, LumiraDx esclude qualsiasi e ogni garanzia, esplicita o implicita, in via esemplificativa ma non esaustiva, qualsiasi garanzia di commerciabilità, idoneità a scopi particolari e non violazione riguardante il prodotto. La responsabilità massima di LumiraDx per qualsiasi rivendicazione da parte del cliente non potrà superare il prezzo netto del prodotto pagato dal medesimo. Nessuno delle parti potrà essere ritenuta responsabile verso il controparte per danni speciali, accidentali o consequenziali, inclusi o ritolto esemplificativo, perditte di utili, profitti, dati, costi, anche nel caso in cui la parte interessata fosse previamente informata della possibilità del verificarsi di tali danni.

La garanzia limitata di cui sopra non si applica in caso di uso delle confezioni di Strisce Reattive e dei Controlli Qualità LumiraDx SARS-CoV-2 & RSV da parte del cliente in modo errato, improprio, anomalo o non conforme alle indicazioni fornite nel Manuale d'uso della LumiraDx Platform, nel foglioletto illustrativo dei Test SARS-CoV-2 & RSV e nel foglioletto illustrativo dei Controlli Qualità SARS-CoV-2 & RSV, come anche in seguito a forza maggiore, sollecitazioni fisiche inaspettate, negligenza o incidenti. Qualsiasi richiesta di risarcimento da parte del cliente si sarà della garanzia limitata dovrà essere presentata per iscritto entro il periodo di validità della garanzia limitata.

Proprietà intellettuale
Il LumiraDx Instrument, le Strisce Reattive LumiraDx e tutta la documentazione LumiraDx formata (i "Prodotti") sono tutelati dalle leggi. La proprietà intellettuale dei prodotti LumiraDx rimane una prerogativa di LumiraDx. I dettagli riguardanti la proprietà intellettuale dei nostri prodotti sono reperibili sul sito lumiraDx.com/#IP.

Informative legale
Copyright © 2022 LumiraDx UK e affiliati. Tutti i diritti riservati. LumiraDx è il logo con la fiamma sono marchi protetti di LumiraDx International LTD. Tutti i dettagli di queste e altre registrazioni di LumiraDx sono disponibili sul sito lumiraDx.com/#IP tutti gli altri marchi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Informazioni sul fabbricante

Il marchio CE si applica soltanto ai LumiraDx Instrument, alle Strisce Reattive, ai Controlli Qualità, ai tappeti e ai Connect Hub.

LumiraDx UK Ltd, Dumyat Business Park, Alton, FK10 2PB, Regno Unito. Numero di registrazione: 092906123

EC REP LumiraDx AB, Västra Vägen 5A, Bv 16961 Solna, Svezia

SPEC-34881 R2 ARF01682 R2 Data di revisione 2022-05

ESPAÑOL

Consulte el Manual de usuario de la LumiraDx Platform para obtener instrucciones sobre cómo analizar una muestra de Control de Calidad. Abra la bolsa de aluminio de la Tira Reactiva SARS-CoV-2 & RSV justo antes de usarla e inserte la Tira Reactiva en el LumiraDx Instrument. Sujete la Tira Reactiva, agarrándola por el extremo de la etiqueta azul, con la etiqueta dirigida hacia arriba. No toque el área de aplicación de la muestra en la Tira Reactiva. No toque ni pliegue la Tira Reactiva. No toque los contactos de la Tira Reactiva. El Instrument indicará cuándo está listo para la aplicación de la muestra.

Controles de Calidad LumiraDx SARS-CoV-2 & RSV

Para usar con la LumiraDx Platform Solo para uso profesional Per uso diagnóstico in vitro **IVD**

Nombre de producto	REF
Controles de calidad SARS-CoV-2 & RSV caja de 2 unidades - CE (EN/FR/DE/IT/ES/NO/NL/PL/DA/PT/PE/PT/BR/PL/GR/RU/CZ/RO/HU)	L021080101002
Controles de calidad SARS-CoV-2 & RSV caja de 2 unidades - CE (PT/FR/DE/RU/KZ/SU/UA)	L021080102002

SPEC-34881 R2 ARF01682 R2 **Fecha de revisión 05/2022**

Los Controles de Calidad LumiraDx SARS-CoV-2 & RSV (en adelante, Controles de Calidad) son controles de calidad líquidos que se utilizan con el LumiraDx Instrument (en adelante, el Instrument) y el kit de control de calidad. Lea estas instrucciones en su totalidad antes de utilizar los Controles de Calidad.

Inspeccione el paquete de Controles de Calidad y su contenido antes de utilizarlos para detectar cualquier daño. Notifique todos los daños al servicio de atención al cliente de LumiraDx y no use el kit e el contenido presente dentro.

Para asegurarse de que está utilizando correctamente el Instrument, el test SARS-CoV-2 & RSV y los Controles de Calidad, lea el manual del usuario de la Platform correspondiente, el prospecto del test SARS-CoV-2 & RSV y este prospecto del producto en la localidat. Además, mire el video de formación de la LumiraDx Platform, disponible en lumiraDx.com.

Uso previsto:
Los Controles de Calidad LumiraDx SARS-CoV-2 & RSV están indicados para el uso por parte de operadores de laboratorio/operatori sanitarios para asegurar tests de control de calidad líquidos automatizados en el LumiraDx Instrument, cuando este se usa con la Tira Reactiva LumiraDx SARS-CoV-2 & RSV. Los Controles de Calidad permiten garantizar a los usuarios que el dispositivo funciona dentro de las especificaciones.

El kit de Controles de Calidad LumiraDx SARS-CoV-2 & RSV debe utilizarse siempre que los paquets de análisis locales requieren el procesamiento de QC.

Los Controles de Calidad están indicados únicamente para uso profesional.
Resumen y descripción del test:

Los Controles de Calidad LumiraDx SARS-CoV-2 & RSV son controles de calidad líquidos. Los controles están específicamente formulados y fabricados para asegurar el rendimiento del test y se utilizan para verificar la capacidad del usuario para realizar correctamente el test e interpretar los resultados. Cada laboratorio o entorno sanitario es responsable de utilizar el test LumiraDx SARS-CoV-2 & RSV para establecer un programa de garantía de calidad adecuada que asegure el rendimiento del dispositivo en el lugar y las condiciones de uso específicas. Deben cumplirse los requisitos de Control de Calidad establecidos en el Manual de usuario de LumiraDx Instrument y los procedimientos de Control de Calidad establecidos del laboratorio del usuario.

Advertencias y precauciones:

- Para uso diagnóstico in vitro.
- Este control contiene material de origen humano y al igual que ocurre con todas las muestras humanas, debe considerarse potencialmente infeccioso y manipularse siguiendo procedimientos de seguridad de laboratorio adecuados para reducir el mínimo el riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas.
- Todos los componentes de este kit pueden desecharse como residuos biopeligrosos de acuerdo con las directivas locales.
- Consulte la hoja de datos de seguridad del producto para conocer las declaraciones de riesgo y de seguridad, y la información para la eliminación. La hoja de datos de seguridad del producto está disponible en el sitio web lumiraDx.com.
- Los requisitos del organismo de acreditación o concesión de licencia correspondiente deben incorporarse a su programa de control de calidad.
- Adapte las precauciones normales necesarias para la manipulación de todos los reactivos de laboratorio.

Almacenamiento y estabilidad:

- Los controles sin abrir almacenados entre 2 °C y 8 °C (36 y 46 °F) pueden utilizarse hasta la fecha de caducidad. No utilice kits ni componentes que hayan sobrepasado la fecha de caducidad indicada en el etiquetado.
- Una vez abierto, el vid es válido durante 30 días.
- Abra los viales de control únicamente cuando vaya a realizar los tests.
- Evite a tocar los viales de control y gúrdalos en su envase original a una temperatura de 2 °C - 8 °C (36 y 46 °F) después de usarlos.

- Contenidos del envase:**
- 2 viales x 0,5 ml de Control Positivo para SARS-CoV-2 & RSV
- 2 viales x 0,5 ml de Control Negativo para SARS-CoV-2 & RSV
- 40 pipetas de transferencia (20 µl)
- Prospecto del Control de Calidad LumiraDx SARS-CoV-2 & RSV

- Materiales necesarios pero no suministrados en el envase del control:**
- LumiraDx Instrument
- Tiras Reactivas LumiraDx SARS-CoV-2 & RSV
- LumiraDx Connect - se requiere conectividad (consulte el manual del usuario de LumiraDx Connect)

Preparación para el test:
Necesitará el LumiraDx Instrument y los componentes siguientes:

- Tira(s) Reactiva(s) LumiraDx SARS-CoV-2 & RSV
- Controles de Calidad positivos o negativos LumiraDx SARS-CoV-2 & RSV
- Pipeta de transferencia

Preparación de los Controles de Calidad:
Los controles líquidos se suministran listos para su uso.

Manipulación de las Tiras Reactivas LumiraDx SARS-CoV-2 & RSV:
Para asegurarse de que está utilizando correctamente el test SARS-CoV-2 & RSV e el Instrument, lea el prospecto de las Tiras Reactivas SARS-CoV-2 & RSV correspondiente y el manual del usuario de la Platform.

Procedimiento/realización de un test:

Consulte el Manual de usuario de la LumiraDx Platform para obtener instrucciones sobre cómo analizar una muestra de Control de Calidad. Abra la bolsa de aluminio de la Tira Reactiva SARS-CoV-2 & RSV justo antes de usarla e inserte la Tira Reactiva en el LumiraDx Instrument. Sujete la Tira Reactiva, agarrándola por el extremo de la etiqueta azul, con la etiqueta dirigida hacia arriba. No toque el área de aplicación de la muestra en la Tira Reactiva. No doble ni pliegue la Tira Reactiva. No toque los contactos de la Tira Reactiva. El Instrument indicará cuándo está listo para la aplicación de la muestra.

- Aprire la soluzione di Control di Qualità con la pipetta di trasferimento. Compriete il bubo, aspirando il materiale QC fino al punto in cui la punta della pipetta si assottiglia come indicato dallo schema del diagramma. Fare attenzione a riempire solo la punta della pipetta per raccogliere circa 20 µl di materiale QC.
- Appique la soluzione de Control de Calidad a la Tira Reactiva y dispense la solución de Control de Calidad. El LumiraDx Instrument emitirá un alerta acústica para monitor si el material se ha detectado (si los sonidos del Instrument están habilitados). La pantalla del LumiraDx Instrument indicará al usuario que cierre la puerta. Deschete la pipeta.
- No abra la puerta mientras se está procesando el test. La pantalla facilitó indicará el progreso del test.
- El resultado aparecerá en la pantalla fácil en los 12 minutos posteriores a la aplicación de la solución de Control de Calidad y el inicio del test. Los resultados del QC para SARS-CoV-2 & RSV se mostrarán como **PASS (SUPERADO)** o **FAIL (SUPERADO)** en la pantalla del instrumento.
- NOTA: Si necesita repetir un test, utilice una nueva Tira Reactiva.

- Aprire la soluzione di Control de Calidad con la pipetta di trasferimento. Compriete il bubo, aspirando il materiale QC hasta donde la punta de la pipeta se hace cónica, como indica la flecha del diagrama. Tenga precaución de llenar solo la punta de la pipeta para obtener aproximadamente 20 µl de material de QC.
- Aplique la solución de Control de Calidad a la Tira Reactiva y dispense la solución de Control de Calidad. El LumiraDx Instrument emitirá un alerta acústica para monitor si el material se ha detectado (si los sonidos del Instrument están habilitados). La pantalla del LumiraDx Instrument indicará al usuario que cierre la puerta. Deschete la pipeta.
- No abra la puerta mientras se está procesando el test. La pantalla fácil indicará el progreso del test.
- El resultado aparecerá en la pantalla fácil en los 12 minutos posteriores a la aplicación de la solución de Control de Calidad y el inicio del test. Los resultados del QC para SARS-CoV-2 & RSV se mostrarán como **PASS (SUPERADO)** o **FAIL (SUPERADO)** en la pantalla del instrumento.
- NOTA: Si necesita repetir un test, utilice una nueva Tira Reactiva.

- Aprire la soluzione di Control de Calidad con la pipetta di trasferimento. Compriete il bubo, aspirando il materiale QC hasta donde la punta de la pipeta se hace cónica, como indica la flecha del diagrama. Tenga precaución de llenar solo la punta de la pipeta para obtener aproximadamente 20 µl de material de QC.
- Apique la solución de Control de Calidad a la Tira Reactiva y dispense la solución de Control de Calidad. El LumiraDx Instrument emitirá un alerta acústica para monitor si el material se ha detectado (si los sonidos del Instrument están habilitados). La pantalla del LumiraDx Instrument indicará al usuario que cierre la puerta. Deschete la pipeta.
- No abra la puerta mientras se está procesando el test. La pantalla fácil indicará el progreso del test.
- El resultado aparecerá en la pantalla fácil en los 12 minutos posteriores a la aplicación de la solución de Control de Calidad y el inicio del test. Los resultados del QC para SARS-CoV-2 & RSV se mostrarán como **PASS (SUPERADO)** o **FAIL (SUPERADO)** en la pantalla del instrumento.
- NOTA: Si necesita repetir un test, utilice una nueva Tira Reactiva.

Propiedad intelectual
El LumiraDx Instrument, las Tiras Reactivas y toda la documentación de LumiraDx proporcionada (los "Productos") están protegidos por la ley. La propiedad intelectual de los productos LumiraDx permanece en poder de LumiraDx. Detalles de las detalles pertinentes sobre la propiedad intelectual de este producto en lumiraDx.com/#IP

Notas legales:
Copyright © 2022 LumiraDx UK y filiales. Todos los derechos reservados. LumiraDx y el logotipo de la fiamma son marcas comerciales protegidas de LumiraDx International LTD. Para obtener información completa sobre estos y otros registros de LumiraDx, visite LumiraDx.com/#IP. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Información del fabricante

El marca CE se aplica únicamente al LumiraDx Instrument, las Tiras Reactivas, los Controles de Calidad, los Hubs y el Connect Hub.

LumiraDx UK Ltd, Dumyat Business Park, Alton, FK10 2PB, UK. Número de registro: 092906123

EC REP LumiraDx AB, Västra Vägen 5A, 16961 Solna, Suecia

SPEC-34881 R2 ARF01682 R2 Fecha de revisión 05/2022

Los Controles de Calidad LumiraDx SARS-CoV-2 & RSV son controles de calidad líquidos. Los controles están específicamente formulados y fabricados para asegurar el rendimiento del test y se utilizan para verificar la capacidad del usuario para realizar correctamente el test e interpretar los resultados.

Cada laboratorio o entorno sanitario es responsable de utilizar el test LumiraDx SARS-CoV-2 & RSV para establecer un programa de garantía de calidad adecuada que asegure el rendimiento del dispositivo en el lugar y las condiciones de uso específicas. Deben cumplirse los requisitos de Control de Calidad establecidos en el Manual de usuario de LumiraDx Instrument y los procedimientos de Control de Calidad establecidos del laboratorio del usuario.

Advertencias y precauciones:

- Para uso diagnóstico in vitro.
- Este control contiene material de origen humano y al igual que ocurre con todas las muestras humanas, debe considerarse potencialmente infeccioso y manipularse siguiendo procedimientos de seguridad de laboratorio adecuados para reducir el mínimo el riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas.
- Todos los componentes de este kit pueden desecharse como residuos biopeligrosos de acuerdo con las directivas locales.
- Consulte la hoja de datos de seguridad del producto para conocer las declaraciones de riesgo y de seguridad, y la información para la eliminación. La hoja de datos de seguridad del producto está disponible en el sitio web lumiraDx.com.
- Los requisitos del organismo de acreditación o concesión de licencia correspondiente deben incorporarse a su programa de control de calidad.
- Adapte las precauciones normales necesarias para la manipulación de todos los reactivos de laboratorio.

Almacenamiento y estabilidad:

- Los controles sin abrir almacenados entre 2 °C y 8 °C (36 y 46 °F) pueden utilizarse hasta la fecha de caducidad. No utilice kits ni componentes que hayan sobrepasado la fecha de caducidad indicada en el etiquetado.
- Una vez abierto, el vid es válido durante 30 días.
- Abra los viales de control únicamente cuando vaya a realizar los tests.
- Evite a tocar los viales de control y gúrdalos en su envase original a una temperatura de 2 °C - 8 °C (36 y 46 °F) después de usarlos.

- Contenidos del envase:**
- 2 viales x 0,5 ml de Control Positivo para SARS-CoV-2 & RSV
- 2 viales x 0,5 ml de Control Negativo para SARS-CoV-2 & RSV
- 40 pipetas de transferencia (20 µl)
- Prospecto del Control de Calidad LumiraDx SARS-CoV-2 & RSV

- Materiales necesarios pero no suministrados en el envase del control:**
- LumiraDx Instrument
- Tiras Reactivas LumiraDx SARS-CoV-2 & RSV
- LumiraDx Connect - se requiere conectividad (consulte el manual del usuario de LumiraDx Connect)

Preparación para el test:
Necesitará el LumiraDx Instrument y los componentes siguientes:

- Tira(s) Reactiva(s) LumiraDx SARS-CoV-2 & RSV
- Controles de Calidad positivos o negativos LumiraDx SARS-CoV-2 & RSV
- Pipeta de transferencia

Preparación de los Controles de Calidad:
Los controles líquidos se suministran listos para su uso.

Manipulación de las Tiras Reactivas LumiraDx SARS-CoV-2 & RSV:
Para asegurarse de que está utilizando correctamente el test SARS-CoV-2 & RSV e el Instrument, lea el prospecto de las Tiras Reactivas SARS-CoV-2 & RSV correspondiente y el manual del usuario de la Platform.

Propiedad intelectual
El LumiraDx Instrument, las Tiras Reactivas y toda la documentación de LumiraDx proporcionada (los "Productos") están protegidos por la ley. La propiedad intelectual de los productos LumiraDx permanece en poder de LumiraDx. Detalles de las detalles pertinentes sobre la propiedad intelectual de este producto en lumiraDx.com/#IP

Notas legales:
Copyright © 2022 LumiraDx UK y filiales. Todos los derechos reservados. LumiraDx y el logotipo de la fiamma son marcas comerciales protegidas de LumiraDx International LTD. Para obtener información completa sobre estos y otros registros de LumiraDx, visite LumiraDx.com/#IP. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Información del fabricante

El marca CE se aplica únicamente al LumiraDx Instrument, las Tiras Reactivas, los Controles de Calidad, los Hubs y el Connect Hub.

LumiraDx UK Ltd, Dumyat Business Park, Alton, FK10 2PB, UK. Número de registro: 092906123

EC REP LumiraDx AB, Västra Vägen 5A, 16961 Solna, Svezia

SPEC-34881 R2 ARF01682 R2 Fecha de revisión 05/2022

NEDERLANDS

Consulte el Manual de usuario de la LumiraDx Platform para obtener instrucciones sobre cómo analizar una muestra de Control de Calidad. Abra la bolsa de aluminio de la Tira Reactiva SARS-CoV-2 & RSV justo antes de usarla e inserte la Tira Reactiva en el LumiraDx Instrument. Sujete la Tira Reactiva, agarrándola por el extremo de la etiqueta azul, con la etiqueta dirigida hacia arriba. No toque el área de aplicación de la muestra en la Tira Reactiva. No doble ni pliegue la Tira Reactiva. No toque los contactos de la Tira Reactiva. El Instrument indicará cuándo está listo para la aplicación de la muestra.

Para el periodo de garantía aplicable, LumiraDx garantiza que cada producto (i) será de buena calidad y estará libre de defectos en materiales, (ii) funcionará de acuerdo con las especificaciones materiales a las que se hace referencia en el prospecto y (iii) su venta estará aprobada por los organismos públicos pertinentes para su uso previsto (la "agenzia limitadora"). Si el producto no cumple los requisitos de la garantía limitada, el único recurso del cliente será la reparación o sustitución, a propia discreción, la confezione di Controlli Qualità LumiraDx SARS-CoV-2 & RSV. Forte eccezione per la garanzia limitata riportata in questa sezione, LumiraDx esclude qualsiasi e toda garantía, esplicita o implícita, en via esemplificativa ma non esaustiva, qualsiasi garanzia di commerciabilità, idoneidad para un fin determinado o inexistencia de infracción con respecto al producto. La máxima responsabilidad de LumiraDx ante cualquier reclamación de un cliente no superará el precio neto del producto abastado por el cliente. Ninguno de las partes será responsable frente a lo otro de daños especiales, accidentales o consequenziali, incluidos, de manera no exhaustiva, los pérdidas comerciales, de datos o de ingresos a uso casero, aunque una de las partes reciba aviso previo de la posibilidad de tales daños.

La garantía limitada anterior no se aplicará si el cliente ha sometido las Tiras Reactivas y el paquete de controles LumiraDx SARS-CoV-2 & RSV a un uso físico, mal uso o uso anómalo, uso incoherente con el manual del usuario de la LumiraDx Platform, el prospecto del test SARS-CoV-2 & RSV o el prospecto de los Controles de Calidad SARS-CoV-2 & RSV. Inade, manipulación, tensión física excesiva, negligencia o accidentes. Cualquier reclamación de garantía por parte del cliente al empresa de la garantía limitada se realizará por escrito dentro del periodo de garantía limitada aplicable.

Propiedad intelectual
El LumiraDx Instrument, las Tiras Reactivas y toda la documentación de LumiraDx proporcionada (los "Productos") están protegidos por la ley. La propiedad intelectual de los productos LumiraDx permanece en poder de LumiraDx. Detalles de las detalles pertinentes sobre la propiedad intelectual de este producto en lumiraDx.com/#IP

Notas legales:
Copyright © 2022 LumiraDx UK y filiales. Todos los derechos reservados. LumiraDx y el logotipo de la fiamma son marcas comerciales protegidas de LumiraDx International LTD. Para obtener información completa sobre estos y otros registros de LumiraDx, visite LumiraDx.com/#IP. Todas las