



LumiraDx™ SARS-CoV-2 & RSV

Teknisk oversigt – Podepinde

LumiraDx LumiraDx SARS-CoV-2 & RSV Test er en automatiseret og hurtig, mikrofluidisk immunfluorescensanalyse til anvendelse med LumiraDx Platform til patientnær testning. Testen er beregnet til samtidig kvalitativ påvisning og differentiering af SARS-CoV-2-nukleocapsid-proteinantigen og virusantigener fra respiratorisk syncytialvirus (RSV) i præparater af direkte næsepodning hos personer, hvor en læge har mistanke om respiratorisk virusinfektion, der stemmer overens med COVID-19.

Denne tekniske oversigt har til hensigt at give en omfattende liste over podepinde, der er valideret af LumiraDx til brug med SARS-CoV-2 & RSV Test.

SARS-CoV-2 & RSV Test – Godkendte podepinde

Nasale:

- Copan Nasal FLOQSwab™ Regular med 80 mm knækpunkt (leverandørens varekode: 502CS01)
- Copan Nasal FLOQSwab™ Regular med 100 mm knækpunkt (leverandørens varekode: 519CS01)
- Copan Nasal FLOQSwab™ Regular med 30 mm knækpunkt (leverandørens varekode: 520CS01)
- Copan Nasal FLOQSwab™ Regular uden knækpunkt (leverandørens varekode: 5U060S01)
- Copan FLOQSwab Regular Tip (leverandørens varekode: 519C)
- Copan FLOQSwab Regular Tip (leverandørens varekode: 552C)
- Copan FLOQSwab Regular Tip (leverandørens varekode: 520C)
- Copan FLOQSwab mini-tip FLEKSIBEL med 100 mm knækpunkt (leverandørens varekode: 516CS01)
- Copan FLOQSwab mini-tip med 100 mm knækpunkt (leverandørens varekode: 518CS01)
- Copan FLOQSwab mini-tip med 80 mm knækpunkt (leverandørens varekode: 501CS01)
- Puritan HydraFlock™ steril standard flock podepind (leverandørens varekode: 25-3506-H)
- MWE Medical Wire DrySwab™ podepind med rayon (leverandørens varekode: MW112)
- Medico Technology Co., Ltd podepind til prøvetagning (leverandørens varekode MFS-94000KQ)
- Gongdong steril podepind til engangsbrug (leverandørens varekode: G1029FT77)

Denne tekniske oversigt indeholder en komplet liste over podepinde, der er specifikke for leverandøren og en varekode. Podepindenes ydeevne er blevet bekræftet og godkendt til anvendelse med LumiraDx SARS-CoV-2 & RSV Test på valideringstidspunktet. LumiraDx kan ikke garantere, at podepindsleverandører ikke vil ændre podepindenes råvarer eller specifikationer, hvilket muligvis kan påvirke podepindenes ydeevne. Podepinde fra andre leverandører er ikke valideret til brug med LumiraDx SARS-CoV-2 & RSV Test. Testen vil muligvis ikke fungere som forventet, hvis der anvendes podepinde fra andre leverandører.

Endvidere vil de ovenstående leverandører muligvis tilbyde tilsvarende podepinde, som har en anden varekode. Disse podepinde er ikke blevet godkendt til brug med LumiraDx SARS-CoV-2 & RSV. Testen vil muligvis ikke fungere som forventet, hvis der anvendes andre podepinde end podepindene med nøjagtigt de samme varenumre som vist nedenfor.

For produktforespørgsler og teknisk support kontaktes LumiraDx kundeservice.

E-mail: info.dk@lumiradx.com

Telefon: +45 26242833

www.lumiradx.com

Copyright © 2022 LumiraDx UK LTD. Alle rettigheder forbeholdes, overalt i verden.

LumiraDx og flammelogoen er varemærker tilhørende LumiraDx International LTD. Alle oplysninger om disse og andre registreringer, der tilhører LumiraDx, kan findes på lumiradx.com/IP. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

Indholdet må kun anvendes i forbindelse med brug af produkter fra LumiraDx og i overensstemmelse med de angivne instruktioner. Du må ikke – eller udelukkende med vores udtrykkelige, skriftlige tilladelse – distribuere eller udnytte dette indhold kommercielt. Du må heller ikke overføre eller lagre indholdet i nogen anden form for elektronisk genfindingsystem end med det formål at anvende LumiraDx Instrument eller LumiraDx Testkort. De afgivne oplysninger kan ændres uden varsel.

Produktet fås ikke i alle lande og områder. Henvend dig til en lokal LumiraDx salgsrepræsentant eller distributør vedrørende tilgængelighed på specifikke markeder.

Produceret af:
LumiraDx UK Ltd
Dumyat Business Park
Alloa
FK10 2PB, Storbritannien

Registreringsnummer:
09206123

Autoriseret repræsentant i EU:
LumiraDx AB,
Västra Vägen 5A,
16961 Solna, Sverige

S-COM-ART-02591 R1