

# LumiraDx Platform - Qualitätskontrollbogen



LumiraDx GmbH  
An der Hasenkaule 10  
50354 Hürth

Tel: +49 2233 4605 200  
Fax: +49 2233 4605 210

E-Mail: service.de@lumiradx.com  
Website: lumiradx.com

Praxisadresse:	Messegröße: <b>D-Dimer Test</b>	Untersuchungsmaterial:
	System: LumiraDx Platform	<input type="radio"/> Frisches Kapillarblut <input type="radio"/> Li-Hep-Kapillarblut <input type="radio"/> Venöses Citrat-Vollblut <input type="radio"/> Plasma
	Messmethode: Quantitativer Fluoreszenz-Immunoassay	Max. zulässige Abweichung: 20 %
	Seriennummer:	RiliBÄK-Ausgabe 2019, Bundesaerztekammer.de

Datum Uhrzeit	D-Dimer Test (Chargen-Nr./Lot-Nr.)	D-Dimer Kontrollen (Chargen-Nr./Lot-Nr.)	Kontrollproben- Messwert D-Dimer µg/L	Zielwert / Zielwertbereich D-Dimer µg/L	Kontrollproben- Messwert im Toleranzbereich ja/nein	Freigabe/ Sperrung	Korrekturmaßnahmen Wiederholung falls Toleranz-bereich überschritten	Untersucher Name und Unterschrift